

Rimodellante Volumi profondi del viso

REGENYAL SUPER IDEA è un biorivolumetrico riassorbibile da utilizzarsi come riempitivo per:

- RIPRISTINO DEI VOLUMI PROFONDI
- CORREZIONE DEI CEDIMENTI CUTANEI PROFONDI DEL VISO


Il componente principale è Acido ialuronico cross-linkato e intercalato di origine non animale, prodotto tramite fermentazione batterica.

Indicazioni

- AUMENTO VOLUMETRICO ZIGOMI
- AREA MALARE ANTERIORE
- CORREZIONE DEPRESSIONE ANGOLO NASALE
- RIDEFINIZIONE BORDO MANDIBOLARE
- MENTOPLASTICA
- RINOPLASTICA

Punti di iniezione

- IPODERMA PROFONDO
- SOVRA-PERIOSTEO



AREA DEL NASO

AREA ZIGOMATICA

Micro-cannula da 38mm 25 G

AREA MENTONIERA

Micro-cannula da 38mm 25 G



È CONSIGLIATO RIPETERE IL TRATTAMENTO DOPO 8/9 MESI