

# VOLUME LABBRA



## SUPER Lips

PRIMA



DOPO



PRIMA




DOPO



**REGENYAL IDEA SUPER LIPS** è un prodotto maggiormente reticolato e strutturato con una minore quantità di HA libero nel suo interno. Conserva ugualmente una grande elasticità ma con una maggiore attività volumetrica. Per queste caratteristiche è indicato per creare un certo grado di volume ed eversione delle labbra.

Il prodotto può essere iniettato in vicinanza della superficie esterna della mucosa per dare una forte eversione, riducendo così anche il rischio di incannulare l'arteria labiale che nella maggior parte dei casi decorre più posteriormente.



- AGO DA 27 G / CANNULA DA 25 G
- TECNICA VERTICALE O LINEARE

**BIORIVOLUMETRICO MONOFASICO, MORBIDO A BASE DI ACIDO IALURONICO PER LE LABBRA, CON EFFETTO VOLUMETRICO NATURALE.**

## LABBRA AUMENTO VOLUME

- VOLUME NATURALE PERSISTENTE
- EVERSIONE NATURALE
- MIGLIORAMENTO FORMA
- CORREZIONE ASIMMETRIE
- ALTA RETICOLAZIONE
- MINORE HA LIBERO
- ALTA ELASTICITÀ
- MAGGIORE PERSISTENZA
- MEDIA VISCOSITÀ
- SICUREZZA ASSOLUTA



**VOLUME EFFETTO NATURALE**